



Cylinder, graduated, double metric, 100 mL

Kat. číslo produktu:	2928302
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů	

These glass pyrex@ graduated cylinders feature two sets of graduations for reading either up or down Calibrated "to deliver"

Technické údaje

Certifikace:	Class A
Kapacita:	100 mL
Materiál skříně:	Glass
Metoda měření:	To Deliver
Obsah balení:	1 each
Typ:	S dvojitou stupnicí
Výška:	254 mm