



Mikropipeta s pevným objemem, 100 µL

Kat. číslo produktu:	2946006
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů	

Mikropipeta je vybavena dvoustupňovým pístovým dávkovačem, který zajišťuje vysokou přesnost a preciznost pipetovacích technik a usnadňuje dávkování poslední kapky. Na unikátní kužel na špičce lze připevnit mikro i ultra mikro pipetovací špičky. Každá mikropipeta je plně autoklávatelná a barevně označená pro snadnou identifikaci. Obsahuje jednu pipetovací špičku. Další pipetovací špičky se prodávají samostatně.

Technické údaje

Kapacita:	100 µL
Obsah balení:	1 každá
Přesnost:	0,3 %