



Kalibrační zařízení pro senzory typu M1100/K1x00

Kat. číslo produktu:	33088
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů	

Kalibrace senzorů Orbisphere LDO kdekoli v provozu s přenosnou průtočnou komůrkou a přenosnou jednotkou pro láhev N₂.

Rychlá a snadná kalibrace

Obsluha může senzory sama rychle kalibrovat

Kvalifikovaná kalibrace

Důvěřujte svým datům díky snadné verifikaci a kalibraci v provozu