



Kufřík pro kapesní kolorimetr (147 x 224 x 171 mm), modrý polypropylen

Kat. číslo produktu:	4660200
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Odolný modrý kufřík z polypropylenu umožňuje snadnou přepravu předmětů pro terénní analýzu.

Zapuštěná rukojeť ve víku pro snadné stohování

Obsah se nese ve vzpřímené poloze

Zahrnuje zapuštěné rovné plochy na umístění štítků

Technické údaje

Rozměry (V x Š x H):	147 mm x 224 mm x 171 mm
Styl kufříku:	D
Výška:	5.8 in