



MultiTest kit case (218 x 246 x 437 mm), blue polypropylene

Kat. číslo produktu:	4660700
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů	

Durable blue polypropylene carrying case allows easy transport of items for field testing.

Recessed handle in lid provides easy stacking

Contents are carried in upright position

Includes recessed flat-panel areas for labeling

Technické údaje

Rozměry (V x Š x H):	218 mm x 246 mm x 437 mm
Styl kufříku:	Q
Výška:	8.5 in