



Beaker, griffin, low form, glass, 100 mL, 12/pk

Kat. číslo produktu:

50072H

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů

Griffin style (low form) beakers are the industry standard for a wide variety of lab applications. Graduations are high quality screen printing. Bull nose lip and molded pour spout minimize spillage in liquid transfer. Autoclavable, non-toxic and biologic

Technické údaje

Jednotky:	12 /pk
Kapacita:	100 mL
Materiál:	Glass, Griffin, Low Form
Materiál skříně:	Glass