



Rozpuštěný kyslík, reagentie 3, polštářky s práškem, vzorek 60 mL, bal./25 ks

Kat. číslo produktu:

98768

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Pro stanovení rozpuštěného kyslíku Winklerovou titrační metodou. Velikost vzorku: 60 mL. Balení po 25 polštářcích s práškem.

Technické údaje

Metoda:

Winkler

Platforma:

Powder Pillows