



Sada pro údržbu laserových turbidimetrů TU5300sc a TU5400sc, se zatavenými vialkami RFID

Kat. číslo produktu:

LZY907.98.00002 **Nebezpečné**

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Technické údaje

Jaký je obsah balení:

Kalibrační víčko s návodem k použití, hadříky nepouštějící vlákna, stojan pro údržbu kabelu, nástroj na čištění vialek, nástroj na čištění přihrádky na vialky, náhradní stěrač modulu pro automatické čištění, 20 NTU zatavených vialek Stablcal se standardem s RFID, 600 NTU zatavených vialek Stablcal se standardem s RFID, #0,1 NTU skleněná tyčinka sekundárního standardu s RFID, nástroje na odstraňování vialek

Jaký je obsah balení

Kalibrační víčko s návodem k použití, hadříky nepouštějící vlákna, stojan pro údržbu kabelu, nástroj na čištění vialek, nástroj na čištění přihrádky na vialky, náhradní stěrač modulu pro automatické čištění, 20 NTU zatavených vialek Stablcal se standardem s RFID, 600 NTU zatavených vialek Stablcal se standardem s RFID, #0,1 NTU skleněná tyčinka sekundárního standardu s RFID, nástroje na odstraňování vialek