



KNF300, servisní souprava pro čerpadlo na 6 měsíců

Kat. číslo produktu:

19-KIT-110

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Pro analyzátory BioTector řady 4 a B7000 dodané před červencem 2014 – servisní souprava pro použití každý 6 měsíců pro rutinní údržbu oběhového čerpadla KNF 300

Technické údaje

Jaký je obsah balení:

Obsahuje: membránu PTFE a O-kroužek NF300

Jaký je obsah balení

Obsahuje: membránu PTFE a O-kroužek NF300