




Dobíjecí souprava 4 předmontovaných membrán 2956A pro senzory kyslíku A1100 pouze s víčky 33051-xT

Kat. číslo produktu:

2956A-AT

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Zahrnuje elektrolyt, O-kroužky, bavlněné filtry a čisticí nástroje.

Technické údaje

Parametr:	O2
Podmínky skladování:	Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě
Přístroj:	Orbisphere A1100-S00T O2 senzor, Orbisphere GA2x00-S00T O2 senzor