



USB + napájecí modul pro 2100Q/2100Q IS a DR 1900

Kat. číslo produktu: LZV813.99.00001

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

USB + napájecí modul je volitelné příslušenství pro přenosné turbidimetry 2100Q a 2100Q IS a přenosný spektrofotometr DR1900. Tento modul přidává přístroji další funkce, které uživateli umožní:

Přenášet data do PC ve formátu XML

Přenášet data na tiskárnu CITIZEN PD-24 (2960100)

Obsluhovat přístroj připojený k elektrické síti (100-240 V AC) a napájet baterie NiMH (2971304)

Provést aktualizaci firmwaru

Rychle zadat ID vzorku a uživatele s volitelným skenováním čárového kódu (LZV566)

Technické údaje

Obsahuje:	Obsahuje modul, kryt modulu, napájení se čtyřmi zásuvkovými adaptéry, standardní USB kabel s mini-USB konektorem, speciální USB kabelový adaptér a manuál.
Vstup (napětí):	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Výstupy:	9V
Záruka:	24 měsíců