



## Stojan, sušení laboratorního skla, velký

**Kat. číslo produktu:** 2089010  
**CZK Cena bez DPH:** Kontaktujte nás  
**Datum odeslání neuvedeno**

Drátěný sušicí stojan s vinylovým povrchem pro měřicí zkumavky, vialky, baňky, válce, kádinky a jiné laboratorní sklo. Stojan lze použít na stojato, položený nebo jej lze připevnit na stěnu. Zabudovaná odtoková miska udržuje pracovní pult v suchu. Vyberte si malokapacitní stojan na 26 kusů laboratorního skla nebo velkokapacitní stojan na 90 kusů skla. Celkové rozměry: 47 × 18,4 × 48,3 cm (18,5 × 7,25 × 19 palců).

\*Na obrázku je znázorněn menší sušicí stojan

**Obsahuje sedmdesát dva 7,6cm (3") dlouhých kolíků a osmnáct 12,7cm (5") dlouhých kolíků pro větší laboratorní sklo**

---

### Technické údaje

Obsah balení: 1 každá