



## Titralab AS1000 Series Sample Changer, 12 positions, 50 mL & 150 mL beakers, for two probes

Kat. číslo produktu: AS1000.99.12150

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 1 týdne

### Autosampler AS1000 je skvělým pomocníkem laboratoře pro automatizaci sériových analýz.

Řada Titralab AS1000 je série autosamplerů, které se používají v analytických laboratořích ve spojení s titrátory řady AT1000. AS1000 jsou dostupné ve čtyřech konfiguracích s různou kapacitou karuselu pro vzorkovací kádinky. Rotační modul otáčí karuselem pro změnu pozice vzorku, zatímco zvedací modul pohybuje elektrodami a hadičkami nahoru a dolů do jednotlivých vzorků. AS1000 zajišťuje automatické míchání vzorků díky intergrované magnetické míchačce a oplachování elektrod mezi každým analyzovaným vzorkem pomocí pozic určených pro oplach. Nastavení řady AT1000/AS1000 je zcela ovládáno PC pomocí softwaru TM1000 pro automatické provedení sériových analýz. Archivuje výsledky, je vhodný pro širokou škálu aplikací ve vodných vzorcích jako například stanovení pH/konduktivity/alkalinity/ a tvrdosti ve vodě, obsah chloridů v potravinách, pH/acidity ve víně a džusích, volného a celkového SO<sub>2</sub> ve víně.

#### Analyzuje samostatně bez zásahu obsluhy

Rotační modul otáčí držákem pro změnu pozice vzorku, zatímco zvedací modul pohybuje elektrodami a hadičkami nahoru a dolů do jednotlivých vzorků. Jednořadové držáky vzorků pro maximálně 30 vzorků.

#### Úplná automatizace pro úsporu času

Multiparametrová automatizovaná řešení s autosamplérem AS1000 ušetří obsluhu čas strávený pracnými, opakovanými analýzami a umožňují tak věnovat se hodnotnějším úkolům, které nemohou být automatizovány.

---

### Technické údaje

Jaký je obsah balení:

AS1000 Sample Changer contains: Lifting module, Rotating module with carousel tray, support base with magnetic stirrer, probe & tubes holder, RS-232 cable with USB/Serial adapter to connect AS1000 to PC, Power supply, set of magnetic stir bars, set of PP beakers & TM1000 PC-Software with ethernet cables to connect AT1000 to local network or PC.

Počet pozic na vzorek:

12

Záruka:

24 měsíců

---

### Jaký je obsah balení

AS1000 Sample Changer contains: Lifting module, Rotating module with carousel tray, support base with magnetic stirrer, probe & tubes holder, RS-232 cable with USB/Serial adapter to connect AS1000 to PC, Power supply, set of magnetic stir bars, set of PP beakers & TM1000 PC-Software with ethernet cables to connect AT1000 to local network or PC.