



Sension+ pH gelová kombinovaná elektroda (obecné použití)

Kat. číslo produktu:	LZW5010.97.0002
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Nízkonákladová kombinovaná pH elektroda naplněná gelem s keramickou diafragmou. Tělo z polykarbonátu. Rozsah 0-14 pH, 0-80 °C. 1 m kabel. Pro stolní přístroje Sension+.

Tato nízkoúdržbová pH elektroda je vhodná pro měření ve vodných médiích obecně. Skladovací nádobka zabraňuje rozbití a zabraňuje nadměrnému natlakování diafragmy.

Technické údaje

Délka:	130 mm
Délka kabelu:	1 m
Konektor:	BNC Connector
Materiál:	Tělo elektrody: polykarbonát
Parametr:	pH
Plnicí roztok:	Nedoplnitelný gel
Přesnost:	0,002 pH s přístrojem pH31
Rozměry (H x D):	12 mm x 130 mm
Rozsah měření:	0 - 14 pH
Solný můstek elektrody:	Keramický
Teplotní rozsah:	0 - 80 °C
Typ elektrody:	Laboratorní
Typ senzoru:	Skleněný
Záruka:	6 měsíců