



Be Right™



pH pufovací roztok, pH 10,01, 500 mL

Kat. číslo produktu:	2283649.99
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Vysoce kvalitní roztok pufru, barevně rozlišený modře pro snadnou identifikaci, s návazností na NIST.

Technické údaje

Barevně značeno?:	Ano
Koncentrace:	10.01 pH $\pm$ 0.02 pH при 25° C
Nastavení balení:	Láhev
Obsah balení:	500 mL
Parametr:	pH
pH hodnota(y):	10,01 pH $\pm$ 0,02 pH při 25 °C
Platforma:	Roztok