



Kyvetový test pro stanovení stopového množství formaldehydu, ISO12460, 0,05-3,0 mg/L H₂CO

Kat. číslo produktu: LCS425
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Technické údaje

Metoda:	Acetylaceton
Parametr:	Formaldehyd, stopy
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podle normy:	ISO12460
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Požadovaný rozklad:	Ano
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Rozsah měření:	0,05 - 3,0 mg/L H ₂ CO
Zvláštní poznámky:	Pro vyhodnocení jsou třeba 50 mm hranaté kyvety "semi-mikro".