



Rozpuštěné železo, reagentie Chemkey (krabice po 25 ks)

Kat. číslo produktu:	8636000
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Rozpuštěné železo, reagentie Chemkey, rozsah 0,05 - 3,00 mg/L Fe. Pro přenosný paralelní analyzátor SL1000 (PPA).

Technické údaje

Jaký je obsah balení:	25 Chemkeys
Obsah balení:	25 ks
Parametr:	Rozpuštěné železo
Platforma:	Chemkeys
Rozsah měření:	0,05 - 3,00 mg/L Fe

Jaký je obsah balení

25 Chemkeys