



Be Right™



Reagencie Chemkey pro stanovení celkové alkality, nízký rozsah (balení po 25 ks)

Kat. číslo produktu: 8636200
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Reagencie Chemkey pro stanovení celkové alkality, nízký rozsah 20 - 200 mg/L CaCO₃. Pro přenosný paralelní analyzátor SL1000 (PPA).

Technické údaje

Číslo metody:	10280
Metoda:	Colorimetric
Obsah balení:	25 ks
Parametr:	Alkalita, celková
Platforma:	Chemkeys
Rozsah měření:	20 - 200 mg/L CaCO ₃