



Reagencie Chemkey pro stanovení tvrdosti, vysoký rozsah (balení po 25 ks)

Kat. číslo produktu: 8636300
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Reagencie Chemkey pro stanovení tvrdosti, vysoký rozsah 90 - 750 mg/L CaCO₃. Pro přenosný paralelní analyzátor SL1000 (PPA).

Technické údaje

Obsah balení:	25 ks
Parametr:	Tvrdost
Platforma:	Chemkeys
Rozsah měření:	90 - 750 mg/L CaCO ₃