



Be Right™



Reagencie Chemkey pro stanovení tvrdosti, nízký rozsah (balení po 25 ks)

Kat. číslo produktu:

8636400

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Reagencie Chemkey pro stanovení tvrdosti, nízký rozsah 3 - 100 mg/L CaCO₃. Pro přenosný paralelní analyzátor SL1000 (PPA).

Technické údaje

Obsah balení:	25 ks
Parametr:	Tvrdost
Platforma:	Chemkeys
Rozsah měření:	3 - 100 mg/L CaCO ₃