



CHSK TNT, 200 - 15 000 mg/L O₂

Kat. číslo produktu:

2415951

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Kyvetový test (Ø 16 mm) kompletně vybavený všemi reagensiemi, optimalizovaný pro spolehlivé výsledky měření a snadnou manipulaci.
TNT = Test 'N Tube

16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obraťte na místní tým technické podpory.

Technické údaje

Číslo metody:	8000
Metoda:	Dichroman
Parametr:	CHSK
Platforma:	Test 'N Tube
Počet testů:	25 (1 kyveta pro slepé stanovení)
Podmínky skladování:	15 - 25 °C (chráňte před světlem)
Přístroj:	DR900
Rozsah měření:	200 - 15 000 mg/L O ₂
Zvláštní poznámky:	16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obraťte na místní tým technické podpory.