



Titracijski namjenski komplet za pića: pH i ukupna kiselost u u pivu, kombuchi i punionicama za bezalkoholna pića / sokove / energetske napitke, s jednom štrcaljkom od 25 mL

Kat. číslo produktu: AP0025.AT1102
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Application Pack for the determination of pH, Total Acidity in Beer, Kombucha, Soft Drink/Juice/Energy Drink Bottlers. Suited for Titrallab AT1000 Series Automatic Titrator Models AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

Technické údaje

Aplikace:	Food & Beverage
Jaký je obsah balení:	Namjenski komplet sadrži pH sondu, USB memoriju s unaprijed programiranim načinima primjene, polipropilenske čaše, magnetske štapiće za miješanje, zatvarače za boce, konusni adapter i jednu (1) visokopreciznu staklenu štrcaljku od 25 mL s prstenom za štrcaljku.
Kompatibilní přístroje:	Instrument i reagensi AT1000 prodaju se zasebno. AT1102 AT1112 AT1122 AT1222
Parametr:	pH, Total Acidity (Single Syringe)
Syringe:	Single
Typ:	Application Pack
Záruka:	24 měsíců

Jaký je obsah balení

Namjenski komplet sadrži pH sondu, USB memoriju s unaprijed programiranim načinima primjene, polipropilenske čaše, magnetske štapiće za miješanje, zatvarače za boce, konusni adapter i jednu (1) visokopreciznu staklenu štrcaljku od 25 mL s prstenom za štrcaljku. Instrument i reagensi AT1000 prodaju se zasebno.