



Kyvetový test CHSK pro slanou vodu, 7 - 70 mg/L O₂

Kat. číslo produktu:

LCK1814

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Měřicí rozsah: 7 - 70 mg/L O₂

Použitelné pro testování nízkých rozsahů CHSK ve vzorcích vody s vysokými koncentracemi chloridů do 20 000 mg/L. Bez nutnosti namáhavé předúpravy vzorků! Předdávkové reagentie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabičce opatřené návodem.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	Dichroman
Parametr:	CHSK (pro vzorky do 20000 mg/L chloridů)
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podle normy:	ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Podmínky skladování:	15 - 25 °C (chráňte před světlem)
Požadovaný rozklad:	Ano
Přístroj:	DR3900, DR6000
Rozsah měření:	7 - 70 mg/L O ₂