



Aktivita Anammox, kyvetový test, 0 - 1000 mAbs, 25 testů

Kat. číslo produktu:

LCK411.00

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Testovací sada LCK411.00 obsahuje jednu krabici LCK411 (25 ks/balení) a jednu krabici LCW906 (25 ks/balení).

Sada LCK411 vyžaduje další příslušenství, které je nutné objednat samostatně: SM10311841 (filtry, retence částic 5 - 12 µm, 100 ks/balení) a 2187569 (reagencie Porfyrin 2, 100 ks/balení).

Volitelné příslušenství: SM106404 (nálevky, 24 ks/balení), SM212864457 (baňka, 1 ks/balení)

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Technické údaje

Jaký je obsah balení:

Sada obsahuje:

- reagencie pro 25 testů (LCK411)

- 25 kyvet (LCW906)

Požadované příslušenství (nutno objednat samostatně):

- Filtry, retence částic 5 - 12 µm, 100 ks/balení (SM10311841)

- Reagencie Porfyrin 2, 100 ks/balení (2187569)

Metoda:

Fotometrická detekce hemu

Parametr:

Aktivita Anammox

Platforma:

LCK

Počet testů:

25

Podmínky skladování:

15 - 25 °C

Požadovaný rozklad:

Ano

Přístroj:

DR3900, DR6000, DR1900

Jaký je obsah balení

Sada obsahuje: - reagencie pro 25 testů (LCK411)- 25 kyvet (LCW906)Požadované příslušenství (nutno objednat samostatně):- Filtry, retence částic 5 - 12 µm, 100 ks/balení (SM10311841)- Reagencie Porfyrin 2, 100 ks/balení (2187569)

Požadované příslušenství

- Porfyrin 2, reagencie, polštářky s práškem, 25 mL, bal./100 ks (Item 2187569)
- Filters, 70 mm, 5 - 12 µm particle retention, pk/100 (Item SM10311841)