



Orthofosforečnany, kyvetový test 0,01 - 0,5 mg/L PO₄-P, 20 testů

Kat. číslo produktu:

LCK549

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabičce opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Pohodlná manipulace s 50mm hranatými kyvetami

Nejvyšší přesnost pro analýzu ultra nízkých koncentrací

Technické údaje

Metoda:	Fosfomolybdenová modř
Parametr:	Fosforečnany, ortho (stopy)
Platforma:	LCK
Počet testů:	20
Podle normy:	ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Přístroj:	DR3900, DR6000
Rozsah měření:	0,01 - 0,5 mg/L PO ₄ -P