



Reagencie pH Chemkey (balení po 25 kusech)

Kat. číslo produktu: **9759000**
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Používejte přenosný paralelní analyzátor SL1000 (PPA) a výrazně zefektivníte analýzu kvality vody.

Reagencie pH Chemkey, rozsah 6,3 - 9,0. Pro přenosný paralelní analyzátor SL1000 (PPA).

Vyhnete se problémům s pH elektrodami a kalibrací v terénu s naší snadno použitelnou kolorimetrickou reagencií pH Chemkey. Přenosný paralelní analyzátor SL1000 (PPA) od společnosti Hach provádí stejné analýzy s použitím méně než poloviny manuálních kroků. Získejte velmi přesné výsledky s menší pravděpodobností chyb za zlomek času. Až šest parametrů analyzovaných současně SL1000 je přenosný kolorimetr, který umožňuje rychlejší analýzu pomocí reagencií Chemkey namísto polštářků s práškem. Uvnitř Chemkey jsou obsaženy všechny chemikálie a probíhají veškeré reakce.

Stávající zákazníci používající přístroj SL1000, kteří chtějí testovat pH, musí provést aktualizaci softwaru. Tento software lze nalézt na kartě materiálů ke stažení na stránce přístroje SL1000.

Technické údaje

Obsah balení:	25 ks/1 balení
Parametr:	pH
Platforma:	Chemkeys
Přístroj:	SL1000
Rozsah měření:	pH 6,3 - 9,0