



Reagencie Chemkey pro stanovení vysokého rozsahu manganu (balení po 25 kusech)

Kat. číslo produktu: 3007000
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Chemkey pro stanovení vysokého rozsahu manganu pro přenosný paralelní analyzátor SL1000

Pro stanovení manganu metodou Hach 10319

Ujistěte se, že byl analyzátor SL1000 aktualizován verzí softwaru V3.0.12.1489, aby bylo možné tento test Chemkey používat.

Nižší kolísání výsledků

Automatizace a vnitřní kontrola teploty zajišťují konzistentnost a opakovatelnost celého procesu, a to při používání stejných postupů jako u současných metod Hach. Vyhněte se manuálním krokům, které mohou vést k variabilitě, i když jsou provedeny zkušenými profesionály.

Méně problémů

Uvnitř Chemkey jsou obsaženy všechny chemikálie a probíhají veškeré reakce. Manipulace s práškovými reagenty ani skleněnými květinami není nutná.

Technické údaje

Obsah balení:	25 ks/1 balení
Parametr:	Mangan
Počet testů:	25
Přístroj:	SL1000
Rozsah měření:	0,10 - 25,0 mg/L Mn