



Armatura pro montáž na tyč pro sondu AN-ISE, konzola 24 cm, tyč z nerezové oceli 2 m

Kat. číslo produktu: **LZY714.99.32320**

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Technické údaje

Délka:	Tyč: 2000 mm
Hmotnost:	Jen vytahovací část: 6.8 kg
Jazyky manuálu:	Neverbální instrukční list
Materiál:	Smáčené části: tyč z nerezové oceli 1.4301; sada adaptéru pro sondu z nerezové oceli 1.4301 a PVC; těsnění EPDM; sada šroubů z nerezové oceli
Přístroj:	Vhodné pro: všechny AN-ISE sondy
Průměr:	40 mm