



Průtočná jednotka 5 mm pro sondy NT3100 sc/NT3200 sc, Nitratax plus sc 5mm, Uvas plus sc 5 mm

Kat. číslo produktu:

LZX867

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 1 týdne

Technické údaje

Délka:	333 mm
Délka dráhy:	2 mm
Délka kabelu:	10 m
Hmotnost:	3,6 kg
Materiál:	Measuring cell: PVC;
	Glands: PVDF;
	Sample tube: PVC;
	Screws: Stainless Steel;
	Seals: EPDM
Objem vzorku:	0,5 - 10 L
Provozní teplotní rozsah:	2–40 °C (teplota vzorku)
Průtoková rychlost:	Min. 0,5 L/h
Rozměry (V x Š x H):	210 mm x 500 mm x 160 mm
Rozsah tlaku:	Není pod tlakem, otevřený odtok
Rozsah vlnových délek:	Measuring cell: PVC;
	Seals: EPDM;
	Glands: PVDF;
	Sample tube: PVC
Teplota vzorku:	2 - 40°C (35,6 - 104°F)
Vzorkovací interval:	Tube ID 4 mm/AD 6 mm