



Be Right™



## pH pufrovací roztok, pH 7,00 (500 ml)

Kat. číslo produktu: 2283549

### ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.

Navrhované náhrady:

- 2283549.99

## pH Buffer standard solutions for laboratory and field analyses

Vysoce kvalitní roztok pufru, barevně rozlišený žlutě pro snadnou identifikaci. S návazností na NIST. pH je  $7,00 \pm 0,02$  při teplotě 25 °C.

### Traceable to NIST standard reference materials

Whether in the laboratory or in the field, always perform measurement results you can trust is essential. The quality of the standard pH Buffer Solutions that are used are key.

### Design for use with Hach meters portfolio and other meters.

The basis for accurate pH measurements is good care and calibration of the pH Electrode.

### Reliable packaging

Supplied in an airtight packaging ensuring guaranteed shelf-life.

## Technické údaje

Barevně značeno?:	Ano
Koncentrace:	$7,00 \pm 0,02$ pH
Nastavení balení:	Bottle
Návaznost na NIST:	Ano
Obsah balení:	500 mL
pH hodnota(y):	7.00
Podmínky skladování:	10 - 25 °C (protect from light)
Popis:	Pufrovací roztok, barevně rozlišený - žlutý (NIST)
Zvláštní poznámky:	Observed shelf-life after opening, following recommended storage and use: 6 months