



SINGLET souprava pH pufrů na jedno použití, pH 7,00 a 10,01, bal./2× 10 ks

Kat. číslo produktu: 2769820
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Balíčky roztoků Singlet

Standardní roztok pH pufru pro kalibraci pH elektrody. Zatavené sáčky pH pufrů. pH je $\pm 0,02$ při 25 °C. Balení 10 polštářků s pufrem pH 7,00 a 10 polštářků s pufrem pH 10,01, každý 20 mL.

Ideální pro analýzu v terénu

Zatavené sáčky se snadno přepravují - nehrozí vylití roztoku.

Snadné použití

Jednoduše otevřete sáček a vložíte do něj elektrodu.

Čerstvé a spolehlivé

Zatavené sáčky brání kontaminaci a působení vzduchu.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základním požadavkem pro přesná měření pH je dobrá péče o pH elektrodu a její správná kalibrace.

Technické údaje

Barevně značeno?:	Ano
Nastavení balení:	Singlet
Návaznost na NIST:	Ano
Obsah balení:	20 ks
pH hodnota(y):	7,00 a 10,01 $\pm 0,02$ pH při 25 °C
Podmínky skladování:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	pH pufr pro kalibraci
Zvláštní poznámky:	Po použití roztok zlikvidujte