



Standardní roztok konduktivity na jedno použití Singlet, 147 $\mu\text{S}/\text{cm}$, KCl; 20 mL

Kat. číslo produktu: 2771320
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Balíčky roztoků Singlet

Standardní roztok konduktivity. Zatavené sáčky 147 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ± 10 % při 25 °C. Chlorid draselný (KCl). Připraveno k použití, každý 20 mL

Ideální pro analýzu v terénu

Zatavené sáčky se snadno přepravují - nehrozí vylití roztoku.

Snadné použití

Jednoduše otevřete sáček a vložíte do něj elektrodu.

Čerstvé a spolehlivé

Zatavené sáčky brání kontaminaci a působení vzduchu.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření konduktivity je dobrá péče o vodivostní celu a její správná kalibrace.

Technické údaje

Koncentrace:	147 $\mu\text{S}/\text{cm}$ při 25 °C ± 10 % při 25 °C
Nastavení balení:	Singlet
Návaznost na NIST:	Ano
Obsah balení:	20 ks
Parametr:	Konduktivita
Podmínky skladování:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Kalibrační roztok konduktivity
Vzorec:	KCl
Zvláštní poznámky:	Po použití roztok zlikvidujte