



## Standardní roztok konduktivity na jedno použití Singlet, 1 413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , KCl; 20 mL

Kat. číslo produktu: 2771420  
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás  
Dostupné

### Balíčky roztoků Singlet

Standardní roztok konduktivity. Zatavené sáčky 1 413  $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 0,1\%$  při 25 °C. Chlorid draselný (KCl). Připraveno k použití, každý 20 mL

#### Ideální pro analýzu v terénu

Zatavené sáčky se snadno přepravují - nehrozí vylití roztoku.

#### Snadné použití

Jednoduše otevřete sáček a vložíte do něj elektrodu.

#### Čerstvé a spolehlivé

Zatavené sáčky brání kontaminaci a působení vzduchu.

#### Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření konduktivity je dobrá péče o vodivostní celu a její správná kalibrace.

---

### Technické údaje

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Koncentrace:         | 1 413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ při 25 °C $\pm 0,1\%$ při 25 °C |
| Nastavení balení:    | Singlet                                                       |
| Návaznost na NIST:   | Ano                                                           |
| Obsah balení:        | 20 ks                                                         |
| Parametr:            | Konduktivita                                                  |
| Podmínky skladování: | 10 - 25 °C (chraňte před světlem)                             |
| Popis:               | Kalibrační roztok konduktivity                                |
| Vzorec:              | KCl                                                           |
| Zvláštní poznámky:   | Po použití roztok zlikvidujte                                 |