



Roztok pufru, pH 7,00, 250 mL

Kat. číslo produktu: LZW9464.98
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Standardní roztoky pH pufrů pro laboratorní a terénní analýzu

Standardní roztok pH pufru pro kalibraci pH elektrody, bezbarvý roztok pH pufru, pH je $7,00 \pm 0,02$ při 25 °C, láhev 250 mL

Návaznost na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Kvalita používaných standardních roztoků pH pufrů hraje klíčovou roli.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základním požadavkem pro přesná měření pH je dobrá péče o pH elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Barevně značeno?:	Ne
Nastavení balení:	Láhev
Návaznost na NIST:	Ano
Obsah balení:	250 mL
pH hodnota(y):	$7,00 \pm 0,02$ pH při 25 °C
Podmínky skladování:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	pH pufr pro kalibraci
Zvláštní poznámky:	Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 6 měsíců