



Roztok pufru, pH 4,01, 4 x 250 mL

Kat. číslo produktu:	LZW9466.99
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Standardní roztoky pH pufrů pro laboratorní a terénní analýzu

Standardní roztok pH pufru pro kalibraci pH elektrody, bezbarvý roztok pH pufru, pH je $4,01 \pm 0,02$ při 25 °C, 4 x 250 mL

Návaznost na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Kvalita používaných standardních roztoků pH pufrů hraje klíčovou roli.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základním požadavkem pro přesná měření pH je dobrá péče o pH elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Barevně značeno?:	Ne
Nastavení balení:	Láhev
Návaznost na NIST:	Ano
Obsah balení:	1 L (4× 250 mL)
pH hodnota(y):	$4,01 \pm 0,02$ pH při 25 °C
Podmínky skladování:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	pH pufr pro kalibraci
Zvláštní poznámky:	Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 6 měsíců