



## Roztok pufru, pH 10,01, 4 x 250 mL

**Kat. číslo produktu:** LZW9472.99  
**CZK Cena bez DPH:** Kontaktujte nás  
**Dostupné**

### Standardní roztoky pH pufrů pro laboratorní a terénní analýzu

Standardní roztok pH pufru pro kalibraci pH elektrody, bezbarvý roztok pH pufru, pH je 10,01  $\pm$ 0,02 při 25 °C, 4 x 250 mL

#### Návaznost na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Kvalita používaných standardních roztoků pH pufrů hraje klíčovou roli.

#### Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základním požadavkem pro přesná měření pH je dobrá péče o pH elektrodu a její správná kalibrace.

#### Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

---

### Technické údaje

|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barevně značeno?:    | Ne                                                                                        |
| Nastavení balení:    | Láhev                                                                                     |
| Návaznost na NIST:   | Ano                                                                                       |
| Obsah balení:        | 1 L (4 x 250 mL)                                                                          |
| pH hodnota(y):       | 10,01 $\pm$ 0,02 pH při 25 °C                                                             |
| Podmínky skladování: | 10 - 25 °C (chraňte před světlem)                                                         |
| Popis:               | pH pufr pro kalibraci                                                                     |
| Zvláštní poznámky:   | Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce |