



Be Right™



KS100, roztok KCl, saturovaný, 500 mL

Kat. číslo produktu:

C20C300

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Plnicí a skladovací roztoky pro kombinované a referenční elektrody

Plnicí a skladovací roztoky pro kombinované/referenční elektrody.

Technické údaje

Koncentrace:	saturovaný KCl
Parametr:	KS100, saturovaný roztok KCl
Platforma:	Roztok
Popis:	Plnicí a skladovací roztok pro kombinované a referenční elektrody