



Amoniak, standardní roztok, 10 mg/L, 500 mL

Kat. číslo produktu: 15349
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Standardní roztoky pro iontové selektivní elektrodu (ISE) pro laboratorní analýzy

ISE, standardní roztok. Amoniak, 10,0 mg/L $\pm 0,5$ mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (NIST). Láhev 500 mL

Návaznost na standardní referenční materiály organizací NIST

Zásadní je naměřeným výsledkům důvěřovat. Kvalita používaných standardních roztoků je klíčová.

Navržené pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření s ISE je dobrá péče o iontové selektivní elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Koncentrace:	0,00435 mol/L $\pm 0,00003$ mol/L Na^+
Nastavení balení:	Láhev
Obsah balení:	500 mL
Parametr:	Amonné ionty
Platforma:	Roztok
Podmínky skladování:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Amoniakální dusík standardní roztok, 10 mg/l jako $\text{NH}_3\text{-N}$, 500 ml
Zvláštní poznámky:	Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce