



Stojan, testovací zkumavka, polyethylen, 30 mm (vnější průměr), 21 otvorů

Kat. číslo produktu: 2497904
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Stojan s 21 pozicemi je vyroben ze speciální směsi polypropylenu, která se ve vodě ponoří, takže ponořené stojany neplavou. Sterilizovatelný v autoklávu. Stohovatelné a sterilizovatelné v autoklávu. Celkové rozměry: 24,6 x 10,7 x 6,4 cm (9,7 x 4,2 x 2,5"). Barva se může lišit.

Technické údaje

Obsah balení:	1 each
Otvory testovací zkumavky:	21
Průměr:	30 mm
Uspořádání testovací zkumavky:	3 x 7