



Plnička pipet, bezpečnostní baňka

Kat. číslo produktu:	1465100
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Unikátní kuželový adaptér umožňuje univerzální plnění pipet. Jednoduše zmáčkněte gumovou baňku pro naplnění, vložte pipetu do kuželového adaptéru a vložte do vzorku. Uvolněte baňku, aby se naplnila. Vyměňte baňku a zavřete konec pipety prstem pro dávkování. Snadné a bezpečné. Sterilizovatelný v autoklávu.

Technické údaje

Jaký je obsah balení:	Zahrnuje autoklávovatelnou elastickou manžetu.
Obsah balení:	1 každá

Jaký je obsah balení

Zahrnuje autoklávovatelnou elastickou manžetu.