



Lopatkový tester, kontrola dezinfekce

Kat. číslo produktu:	2619510
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Lopatkový tester ke stanovení celkových aerobních bakterií a kontrole dezinfekce (tryptický sojový agar/Dey-Engley neutralizační půda)

Lopatkové testery Hach umožňují rychlý, jednoduchý screening vzorků vody, pevných povrchů a neviskózních kapalin tam, kde může být nehygienické prostředí. Oboustranná lopatka je připevněná k uzávěru ampule. Každá strana lopatky slouží k provedení samostatného testu. Lopatka obsahuje mřížku pro snadné počítání kolonií bez nutnosti otevření ampule. Tester stačí ponořit do vzorku nebo přitisknout na kontrolovaný povrch, nechat inkubovat a vyhodnotit.

Kompletní řešení pro testování rekreační vody

Kompletní řešení pro testování odpadní vody

Kompletní řešení pro testování pitné vody

Technické údaje

Media Type:	Total Aerobic Bacteria/Disinfection Control
Obsah balení:	10 /pk