



Prodlužovací tyč z nerezové oceli, 1,0 m

Kat. číslo produktu: LZY714.99.00030

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Prodlužovací tyč 1,0 m vhodná pro řešení LZY714.99.xxx20 pro montáž na tyč.

Technické údaje

Délka:	1000 mm
Hmotnost:	Pouze prodlužovací tyč: 2,5 kg
Materiál:	Tyč SS 1.4301; těsnění EPDM; sada šroubů SS.
Přístroj:	Sonatax sc
Průměr:	40 mm