



Acidification/Cleaning Unit for Amperometric Sensors

Kat. číslo produktu:

LZY051

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů

Príslušenství dostupné pro všechna amperometrická čidla. Vhodné pro předúpravu pH vzorku nebo pro čištění. Plně programovatelná.

Technické údaje

Délka kabelu:	1 m digitální
Depth panel:	107 mm
Elektrická pojistka:	T, 250 mA, 250V
Height (panel):	270 mm
Jaký je obsah balení:	Acidification Unit, Carboy, 1 M digital extension cable, Tubing Kit, and Instructions.
Materiál:	PEHD (vysokohustotní polyetylen)
Objem/Velikost balení:	10 L chemikálie nejsou dodávány
Požadavky na napájení (V):	12 V DC
Procesní připojení:	0.125 " NPT (pro fitinky)
Průtok:	Min 0.24, max. 1 mL/min
Šířka :	250 mm
Záruka:	24 měsíců
Zvláštní poznámky:	Součásti:

- Panel s čerpadlem, zapnuto/vypnuto vypínačem a svorkovou skříňkou
- Gumová těsnicí ucpávka
- Releová napěťová ochrana pro sc100

Sada hadiček:

- Čerpací hadičky, vysoký-průtok, 1,52 mm, s fitinky
- Čerpací hadičky, nízký-průtok, 0,76 mm, s fitinky
- Tygon hadičky, 1/16 in.
- Fitinky, 1/16 in. hadičky

Jaký je obsah balení

Acidification Unit, Carboy, 1 M digital extension cable, Tubing Kit, and Instructions.