



Činidlo pro stanovení železa TPTZ, polštářky s práškem, 0,012-1,800 mg/L Fe

Kat. číslo produktu:

2608799

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Práškové reagenty v zatavených sáčcích pro stanovení nízkých koncentrací železa. Pro 10mL vzorek. Balení po 100.

Technické údaje

Číslo metody:	8112
Metoda:	TPTZ
Obsah balení:	100 /pk
Parametr:	Železo
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Přístroj:	Vše s výjimkou DR/3000, DR/2000, DR/820
Rozsah měření:	0,012 - 1,800 mg/L Fe