



CuVer 1 Činidlo pro stanovení mědi, polštářky s práškem, 0,04-5,00 mg/L Cu, 100 ks/1 balení

Kat. číslo produktu:

2105869

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Práškové reagenty v zatavených sačcích pro stanovení mědi, metoda s bicinchoninát. Pro 10mL vzorek.

Technické údaje

Číslo metody:	8506
Metoda:	Bicinchoninát
Obsah balení:	100 100 ks/1 balení
Parametr:	Měď
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Přístroj:	All except DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820
Rozsah měření:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Soulad s EPA:	Ano