



CuVer 2, měď, reagencie, polštářky s práškem

Kat. číslo produktu:

2188299

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení mědi, 0,04 - 5,00 mg/L Cu, v přítomnosti vysokých koncentrací hliníku, vápníku a železa. Pro 25 mL vzorek. Balení po 100.

Technické údaje

Metoda:	Bicinchoninát
Obsah balení:	100 /pk
Parametr:	Měď
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100