



Sada činidel pro stanovení hliníku, polštářky s práškem, 0,008-0,800 mg/L Al

Kat. číslo produktu:

2242000

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Práškové reagenty v zatavených sáčcích, pro stanovení hliníku. 100 testů.

Technické údaje

Číslo metody:	8012
Metoda:	Aluminon
Parametr:	Hliník
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Podmínky skladování:	10 °C - 30 °C
Popis:	Sada činidel pro stanovení hliníku, polštářky s práškem, Aluminon
Přístroj:	Všechny typy
Rozsah měření:	0,008 - 0,800 mg/L Al
Zvláštní poznámky:	Sada obsahuje: AluVer 3 polštářky s práškem pro stanovení hliníku (1429099), polštářky s práškem kyseliny askorbové (1457799), polštářky s práškem bělicího činidla (1429449)