



Sada činidel pro stanovení manganu, PAN, 0,006-0,700 mg/L Mn

Kat. číslo produktu:

2651700

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Sada obsahuje lahvičky s kapátky a prášková činidla v zataveném balení

Sada obsahuje: alkal. kyanid. činidlo (2122326) 50 ml, kyselinu askorbovou (1457799), indikační roztok PAN (2122426) 50 ml

Technické údaje

Číslo metody:	8149
Metoda:	PAN
Objem vzorku:	50 mL
Parametr:	Mangan
Počet testů:	50
Popis:	Sada reagensů pro stanovení manganu
Přístroj:	Vše s výjimkou DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820
Rozsah měření:	0,006 - 0,700 mg/L Mn
Zvláštní poznámky:	Sada obsahuje: alkal. kyanid. činidlo (2122326) 50 ml, kyselinu askorbovou (1457799), indikační roztok PAN (2122426) 50 ml