



## Chlor volný, Powder Pillows, DPD (100 ks/1 balení)

**Kat. číslo produktu:**

**1407099**

**Nebezpečné**

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Práškové reagenty v zatavených sáčcích pro stanovení volného chloru metodou DPD. Pro 25mL vzorky.

### Technické údaje

|                      |                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo metody:        | 10245                                                                                                                                                                   |
| Metoda:              | DPD                                                                                                                                                                     |
| Parametr:            | Chlor, volný                                                                                                                                                            |
| Platforma:           | Powder Pillows                                                                                                                                                          |
| Počet testů:         | 100                                                                                                                                                                     |
| Podmínky skladování: | 10 °C - 25 °C                                                                                                                                                           |
| Popis:               | Chlor volný, činidlo DPD, Powder Pillows, 25 ml                                                                                                                         |
| Přístroj:            | Vše                                                                                                                                                                     |
| Rozsah měření:       | 0,1 - 10,0 mg/L Cl <sub>2</sub>                                                                                                                                         |
| Rozsah měření (2):   | 0,05 - 4,00 mg/L Cl <sub>2</sub>                                                                                                                                        |
| Soulad s EPA:        | Ano                                                                                                                                                                     |
| Stojan na vzorek:    | 25 mL                                                                                                                                                                   |
| Vysvětlivka:         | *Generally, the DR 5000 performs the same methods as the DR/4000. The DR 2800 performs the same methods as the DR 2700, DR/2500, and DR/2400. Some exceptions do exist. |