



Volný chlor, náhradní náplň pro Swiftest

Kat. číslo produktu:

2105560

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Náhradní náplň činidla DPD pro stanovení volného chloru do dávkovače Swiftest, 0,02-2,00 mg/L Cl₂.

Technické údaje

Číslo metody:	8021
Metoda:	DPD
Parametr:	Chlor, volný
Platforma:	Swiftest
Počet testů:	250
Rozsah měření:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Soulad s EPA:	Ano

Požadované příslušenství

- Swiftest, chlor volný, činidlo DPD, dávkovač a náplň s činidlem (Item 2802300)